

Coelho Anti-Mouse Cd68 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P31996

Número do item: CM0012623

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-mouse CD68 validado para citometria de fluxo intracelular em amostras de camundongo. Tem como alvo o marcador de macrófagos CD68 (P31996). Ideal para pesquisas de imunologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-mouse CD68 mAb
Observações/Apelido	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	968
GeneID (Camundongo)	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	Citometria de Fluxo (Intracelular)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco com gelo