

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd68 Para If/Icc, Fc - P31996

Número do item: CM0011734

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta especificidade, direcionado à macrossialina (CD68) de camundongo, para imunofluorescência e citometria de fluxo. Este anticorpo marcado com corante fornece detecção confiável da expressão de CD68 em macrófagos e células dendríticas, apoiando estudos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD68
Observações/Apelido	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	968
ID do Gene	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso Molecular da Proteína	33KDa/34KDa
Envio	Em saco de gelo