

Coelho Anti-Mouse Cd68 Anticorpo Monoclonal Para If/Icc, Fc - P31996

Número do item: CM0004327

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD68 de camundongo (Macrosialina, Lamp4) para IF/ICC e citometria de fluxo. Desenhado para detecção de macrófagos de camundongo. Validado para aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD68 mAb
Observações/Apelido	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	IF/ICC, FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso da Proteína	33KDa/34KDa
Envio	Saco de gelo