

Anticorpo Monoclonal Coelho Contra Camundongo Cd68 Para Citometria De Fluxo Intracelular - P31996

Número do item: CM0012121

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD68 de camundongo (macrosialina, Lamp4, gp110). Validado para citometria de fluxo intracelular. Reage com camundongo. Ideal para estudar atividades fagocíticas de macrófagos e células dendríticas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Camundongo CD68
Observações/Alias	Lamp4; gp110; Scard1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	968
GeneID	12514
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-291 do CD68 de camundongo (NP_001277987.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (intra)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P31996
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Bolsa de gelo