

## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd69 De Camundongo Para Fc - P37217

Número do item: CM0004011

### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD69 de camundongo, adequado para citometria de fluxo (FC). Validado para reatividade em camundongo; ideal para estudar a ativação precoce de células T e a homeostase de células imunes.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo monoclonal de Coelho anti-CD69 de Camundongo                                                                                                    |
| Observações/Apelido | AIM; VEA; 5830438K24Rik                                                                                                                                   |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                                                |
| GeneID (Humano)     | 969                                                                                                                                                       |
| GeneID              | 12515                                                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1). |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                                    |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                                    |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                                                |
| SWISS               | P37217                                                                                                                                                    |
| Peso Proteico       | 22kDa                                                                                                                                                     |
| Envio               | Em bolsa de gelo                                                                                                                                          |