

Mab Coelho Anti-Cd69 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P37217

Número do item: CM0009429

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD69 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para detectar antígeno de ativação precoce em linfócitos T, células NK e outras células imunes em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb coelho anti-CD69 de camundongo
Observações/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Bolsa de gelo