

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd69 De Camundongo Para Fc - P37217

Número do item: CM0010542

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com visando CD69 de camundongo (AIM/VEA) para aplicações de citometria de fluxo. Reage com amostras de camundongo. Ideal para estudos de ativação de células T e homeostase de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD69 de camundongo
Observações/Alias	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso da Proteína	22kDa
Envio	Saco de gelo