

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd69 Para Fc - P37217

Número do item: CM0004753

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado ao CD69 (AIM/VEA) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Detecta o antígeno de ativação precoce em células T, células NK e outros subconjuntos de células imunes, adequado para estudos de imunooncologia e inflamação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD69
Observações/Apêndice	AIM; VEA; 5830438K24Rik
Espécie Alvo	Camundongo
GeneID (Humano)	969
GeneID	12515
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 64-199 do CD69 de camundongo (NP_001028294.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P37217
Peso Molecular da Proteína	22 kDa
Envio	Em saco de gelo