

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd71 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - Q62351

Número do item: CM0012774

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado contra CD71 de camundongo (receptor 1 de transferrina). Validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas sobre metabolismo do ferro, proliferação celular e tráfego do receptor de transferrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD71 de camundongo
Observações/Apelidos	TR, TFR, p90, CD71, TFR1, Trfr, Mtvrl, 2610028K12Rik, E430033M20Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7037
GeneID	22042
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 89-763 do CD71 de camundongo (NP_035768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	Q62351
Peso da proteína	86 kDa
Envio	Bolsa de gelo