


Mab De Coelho Anti-Cd72 De Camundongo Para Fc - P21855

Número do item: CM0012679



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD72 de camundongo (Lyb-2/Ly-32), validado para citometria de fluxo. Ideal para investigar as funções dos correceptores do receptor de células B, a homeostase das células T/B reguladoras e a diferenciação das células B em pesquisas com camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD72 de camundongo
Observações/Apelidos	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	971
GeneID	12517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 226-354 de CD72 de camundongo (NP_031680.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P21855
Peso da proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo