


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Mouse Cd72 - P21855

Número do item: CM0004116



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD72 para citometria de fluxo. Reconhece o CD72 de camundongo (Lyb-2, Ly-32), um antígeno de diferenciação de células B e co-receptor do BCR. Anticorpo monoclonal produzido em coelho, ideal para imunofenotipagem de células B em contextos de pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-mouse CD72
Observações/Apelido	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	971
GeneID	12517
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P21855
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo