


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd72 De Camundongo Para Fc - P21855

Número do item: CM0011174



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com , direcionado ao CD72 de camundongo para citometria de fluxo. Validado para reatividade cruzada com camundongo, peso molecular de 40 kDa, adequado para estudos do correceptor de células B e da regulação de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD72 de camundongo
Observações/Alônimos	CD72c; Ly-19; Ly-32; Lyb-2; Ly-m19
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	971
GeneID	12517
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 226-354 do CD72 de camundongo (NP_031680.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P21855
Peso da proteína	40 kDa
Transporte	Bolsa de gelo