

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd79B De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P15530

Número do item: CM0009453



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD79b de camundongo (B29/Ig-beta), validado para citometria de fluxo. Ideal para estudos de sinalização do receptor de células B e imunofenotipagem.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD79b de Camundongo
Observações/Apelidos	B29; Igb; Igbeta; Ig-beta
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	974
GeneID	15985
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 26-158 do CD79b de camundongo (NP_032365.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P15530
Massa da Proteína	25 kDa
Transporte	Bolsa de gelo