

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd80 Para Citometria De Fluxo - Q00609

Número do item: CM0009216



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Mouse CD80 validado para citometria de fluxo. Detecta CD80 de camundongo (B7-1), uma molécula de coestimulação em células B ativadas e monócitos. Adequado para pesquisa de ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD80 mAb
Observações/Apelido	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	941
GeneID	12519
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-245 do CD80 de camundongo (NP_033985.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00609
Peso da Proteína	34kDa/24kDa
Envio	Saco com gelo