

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd80 Para Citometria De Fluxo - Q00609

Número do item: CM0009896



introdução

O Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD80 (CF) tem como alvo o CD80/B7-1 de camundongo, uma molécula coestimulatória chave na ativação de células T. O imunógeno recombinante garante especificidade. Ideal para análise de células imunes.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Ac. Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD80
Observações/Apelido	B71; Ly53; TSA1; Cd28l; Ly-53; MIC17
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 38-245 do CD80 de camundongo (NP_033985.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00609
Peso Proteico	34kDa
Envio	Em saco de gelo