

Anticorpo Monoclonal Coelho Contra Camundongo Cd80 Para Citometria De Fluxo - Q00609

Número do item: CM0004461



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD80 (B7-1) de camundongo, conjugado com . Validado para citometria de fluxo (CF). Reconstituído a partir de imunógeno recombinante. Específico para CD80 de camundongo. Ideal para pesquisa de ativação de células T e checkpoint imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Camundongo CD80
Observações/Alias	B71; Ly53; TSA1; Cd28I; Ly-53; MIC17
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	941
GeneID	12519
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q00609
Peso da Proteína	34 kDa
Envio	Bolsa de gelo