

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd82 Para Citometria De Fluxo - P40237

Número do item: CM0009250

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD82 de camundongo (C33/IA4/Kai1/Tspan27), validado para citometria de fluxo. O alvo é uma tetraspanina envolvida na transdução de sinais, adesão e migração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD82 mAb
Observações/Apelido	C33; IA4; Kai1; Tspan27
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3732
GeneID	12521
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 do CD82 de camundongo (NP_001258390.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P40237
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo