

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd83 Para Fc - O88324

Número do item: CM0005959

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD83 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para perfilagem de células dendríticas e estudos de resposta imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD83
Observações/Alias	mCD83
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	9308
ID do Gene	12522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-133 do CD83 de camundongo (NP_033986.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88324
Peso Proteico	21KDa
Envio	Bolsa de gelo