

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd83 Para Citometria De Fluxo - O88324

Número do item: CM0012080

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD83 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Este anticorpo tem como alvo o domínio extracelular e é adequado para o perfil de células imunes e estudos de expressão de CD83 em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-camundongo CD83
Observações/Alias	mCD83
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	9308
ID do Gene	12522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-133 do CD83 de camundongo (NP_033986.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88324
Peso da Proteína	21KDa
Envio	Gelo reciclável (Ice bag)