

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd83 Conjugado Com Para Citometria De Fluxo - O88324

Número do item: CM0012300

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD83 de camundongo conjugado com , validado para citometria de fluxo. Detecta CD83, uma glicoproteína transmembranar envolvida na regulação imune, expressa em células dendríticas e linfócitos. Apenas para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-camundongo CD83
Observações/Alias	mCD83
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	9308
GeneID	12522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-133 do CD83 de camundongo (NP_033986.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88324
Peso da Proteína	21KDa
Envio	Bolsa de gelo