

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd83 Para Citometria De Fluxo - O88324

Número do item: CM0011987

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo CD83 validado para citometria de fluxo, visando o antígeno CD83 de camundongo (O88324). Ligação específica a células imunes de camundongo para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-camundongo CD83
Observações/Alias	mCD83
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	9308
ID do Gene	12522
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 22-133 do CD83 de camundongo (NP_033986.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	O88324
Peso da Proteína	21KDa
Envio	Bolsa de gelo