

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd87 Para Citometria De Fluxo - P35456

Número do item: CM0012488



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD87 (uPAR) de camundongo para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo. Tem como alvo o receptor da uroquinase envolvido na migração celular e remodelação tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD87
Observações/Apelido	Cd87; uPAR; u-PAR
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5329
GeneID	18793
Imunogênio	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-297 do CD87 de camundongo (NP_035243.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35456
Peso Proteico	24kDa/35kDa
Envio	Em saco de gelo