

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd87 (Upar) Para Citometria De Fluxo - P35456

Número do item: CM0006251



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD87 (uPAR) de camundongo, validado para citometria de fluxo (FC).

Reconhece o receptor ancorado por GPI envolvido na ativação do plasminogênio, migração celular e remodelação tecidual. Adequado para estudos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-camundongo CD87
Observações/Alias	Cd87; uPAR; u-PAR
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	5329
GeneID	18793
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-297 do CD87 de camundongo (NP_035243.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35456
Peso da Proteína	24kDa/35kDa
Envio	Bolsa de gelo