

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd88/C5Ar De Camundongo - P30993

Número do item: CM0007761



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD88/C5aR (C5aR1) de camundongo, validado para citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio N-terminal deste receptor acoplado à proteína G envolvido na inflamação e quimiotaxia imune.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD88/C5aR de camundongo
Observações/Apêndice	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	728
ID do Gene	12273
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-37 do CD88/C5aR de camundongo (NP_031603.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P30993
Peso Molecular da Proteína	39kDa
Envio	Em saco de gelo