


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd88/C5Ar De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P30993

Número do item: CM0011760



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD88/C5aR de camundongo conjugado com para citometria de fluxo. Detecta o receptor quimiotático 1 da anafilatoxina C5a de 39 kDa (P30993) em amostras de camundongo. Ideal para pesquisas sobre inflamação e quimiotaxia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD88/C5aR de camundongo
Observações/alias	C5aR; C5r1; Cd88; D7Msu1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	728
GeneID	12273
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-37 de CD88/C5aR de camundongo (NP_031603.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P30993
Peso da proteína	39 kDa
Envio	Bolsa de gelo