


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8A De Camundongo Para Fc - P01731

Número do item: CM0011936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-CD8a de camundongo de alta qualidade para citometria de fluxo (FC). Reage especificamente com CD8a de camundongo (Ly-2, Ly-35; SWISS: P01731). Grau de pesquisa para perfil imunológico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho anti-CD8a de camundongo
Observações/Alíase	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Camundongo)	12525
GeneID (Humano)	925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 de CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Bolsa de gelo