

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd8A Para Fc - P01731

Número do item: CM0004564



introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-camundongo CD8a (27 kDa) validado para citometria de fluxo (FC). Reconhece CD8a de camundongo (Lyt-2) para estudos de imunologia de células T. Uniprot P01731.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD8a
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	925
GeneID	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso Molecular da Proteína	27kDa
Envio	Em saco de gelo