


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8A De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0012639



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD8a de camundongo (Lyt-2), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem de linfócitos T de camundongo em aplicações de pesquisa e diagnóstico.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD8a de camundongo
Observações/Apelidos	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	925
ID do gene	12525
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 de CD8a de camundongo (NP_001074579.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da proteína	27 kDa
Envio	Bolsa de gelo