

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd8A Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0010327



introdução

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD8a para citometria de fluxo. Reconhece a glicoproteína de superfície de células T cadeia alfa CD8 (P01731), adequado para estudos de resposta imune em camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD8a
Observações/Apelido	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 do CD8a de camundongo (NP_001074579.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso Molecular da Proteína	27KDa
Envio	Saco de gelo