

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Cd8A De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P01731

Número do item: CM0010013



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com de alta qualidade contra CD8a de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para pesquisas em imunologia sobre subpopulações de células T e respostas citotóxicas. Reage com camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti-CD8a de Camundongo
Observações/Apelidos	Ly-2; Ly-B; Ly-35; Lyt-2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	925
ID do Gene (Camundongo)	12525
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-196 de CD8a de camundongo (NP_001074579.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01731
Peso da Proteína	27kDa
Envio	Gelo reutilizável