

Coelho Anti-Mouse Cd90.2 Anticorpo Monoclonal Para Fc - P01831

Número do item: CM0009112

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho marcado com contra CD90.2 de camundongo (Thy-1), validado para citometria de fluxo (FC). Ideal para imunofenotipagem e estudo de interações célula-célula em sistemas imunes e neuronais de camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD90.2 mAb
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo