

Coelho Anti-Mouse Cd90.2 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0011596

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD90.2 de camundongo (Thy-1.2), validado para citometria de fluxo. Ideal para imunofenotipagem e pesquisa em neurociência. Fornecimento completo da CamelBio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD90.2 mAb
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	7070
ID do Gene	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco de gelo