

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd90.2 Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0010359

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o CD90.2 de camundongo (Thy-1.2). Ideal para detecção sensível e específica por citometria de fluxo da expressão da glicoproteína Thy-1 de camundongo em estudos imunológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse CD90.2 mAb
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Saco com gelo