

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Camundongo Cd90.2 Para Citometria De Fluxo - P01831

Número do item: CM0009822

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra CD90.2 (Thy-1) de camundongo para citometria de fluxo. Validado com proteína recombinante, reage cruzadamente com camundongo, adequado para pesquisa em imunologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho Anti-Camundongo CD90.2
Observações/Apelido	T25; CD90; Thy-1; Thy1.1; Thy1.2; Thy-1.2
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	7070
GeneID	21838
Imunógeno	Proteína recombinante de CD90.2 de camundongo
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P01831
Peso Proteico	18kDa
Remessa	Embolso de gelo