

Mab De Coelho Anti-Cd94 De Camundongo Para Fc - 054707

Número do item: CM0009941

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CD94 (KLRD1) de camundongo para citometria de fluxo. Validado para amostras de camundongo. CD94 é um receptor imunológico presente em células NK e células T, envolvido na discriminação entre próprio e não próprio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-CD94 de camundongo
Observações/Apelido	CD94
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	3824
GeneID	16643
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 59-179 de CD94 de camundongo (NP_034784.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	054707
Peso da proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo