


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd95/Fas Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P25446

Número do item: CM0006077



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a contra CD95/FAS de camundongo (P25446) para citometria de fluxo. Detecta o receptor FAS de camundongo, envolvido na apoptose e regulação imunológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD95/FAS Conjugado a
Observações/Apelido	lpr; APO1; APT1; CD95; TNFR6; Tnfrsf6
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	355
GeneID	14102
Imunógeno	Proteína recombinante de CD95/FAS de camundongo.
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P25446
Peso Proteico	37KDa
Envio	Em saco de gelo