

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd97 Para Citometria De Fluxo - Q9Z0M6

Número do item: CM0011777

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD97 de camundongo (Adgre5), validado para citometria de fluxo. Adequado para estudar adesão leucocitária, migração e perfilamento de células imunes em amostras de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo CD97
Observações/Apêndice	Cd97; TM7LN1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	976
GeneID (Camundongo)	26364
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 do CD97 de camundongo (NP_036055.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Z0M6
Peso Molecular da Proteína	90KDa
Envio	Em saco de gelo