

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd97 Para Citometria De Fluxo - Q9Z0M6

Número do item: CM0008318

introdução

Este anticorpo monoclonal anti-CD97 conjugado com detecta especificamente o CD97 de camundongo (Receptor Acoplado à Proteína G de Adesão E5) e é validado para citometria de fluxo, apoiando estudos sobre adesão e migração de leucócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD97
Observações/Apelido	Cd97; TM7LN1
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	976
GeneID	26364
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-265 do CD97 de camundongo (NP_036055.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Z0M6
Peso Molecular da Proteína	90 kDa
Transporte	Saco de Gelo