

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cd98 Conjugado A Para Citometria De Fluxo - P10852

Número do item: CM0009503



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado a direcionado ao CD98 de camundongo (SLC3A2/4F2hc). Projetado para citometria de fluxo, reconhece a cadeia pesada do transportador de aminoácidos na superfície celular. Ideal para estudos imunológicos e de células cancerígenas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CD98
Observações/Apelido	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6520
GeneID (Camundongo)	17254
Imunógeno	Proteína Recombinante correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 105-526 do CD98 de camundongo (NP_032603.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10852
Peso Proteico	58kDa
Envio	Em saco de gelo