

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse Cd98 Para Citometria De Fluxo - P10852

Número do item: CM0008158



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado ao CD98 murino (SLC3A2/4F2), validado para citometria de fluxo. Liga-se à cadeia pesada do transportador de aminoácidos de 58 kDa, com reação cruzada em camundongos. Adequado para estudos de imunofenotipagem e expressão de transportadores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb Coelho anti-Mouse CD98
Observações/Alias	4F2; Cd98; Ly10; Mdu1; 4F2HC; Ly-10; NACAE; Ly-m10; Mgp-2hc
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	6520
GeneID (Camundongo)	17254
Imunógeno	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 105-526 do CD98 murino (NP_032603.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P10852
Peso da Proteína	58kDa
Envio	Bolsa de gelo