

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo Cx3Cr1 Para Citometria De Fluxo - Q9Z0D9

Número do item: CM0011438

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com contra CX3CR1 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Adequado para investigar o papel do receptor fractalcina na migração de células imunológicas, função microglial e imunidade intestinal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho anti-Camundongo CX3CR1
Observações/Apelido	mCX3CR1
Espécie	Camundongo
ID do Gene	13051
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do CX3CR1 de camundongo (NP_034117.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q9Z0D9
Peso Molecular da Proteína	40 kDa
Transporte	Em gelo