

Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Camundongo Cxcr2/Il-8Rb Para Fc - P35343

Número do item: CM0009413

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-camundongo CXCR2/IL-8RB conjugado com para citometria de fluxo. Direciona-se ao receptor de quimiocina CXCR2, crucial para estudos de tráfego de neutrófilos e inflamação. Envio com bolsa de gelo.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelhos Anti-Camundongo CXCR2/IL-8RB mAb
Observações/Apelido	CD128; IL8RA; Il8rb; CDw128; Cmkar2; Gpcr16; IL-8Rh; IL-8rb; mIL-8RH
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	3579
ID do Gene	12765
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-44 do CXCR2/IL-8RB de camundongo (NP_034039.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P35343
Peso Proteico	40kDa
Envio	Bolsa de gelo