


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-E-Caderina/Cd324 De Camundongo Para Fc - P09803

Número do item: CM0011841



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-E-Caderina (CD324) de camundongo conjugado com para citometria de fluxo. Tem como alvo o domínio extracelular para marcação nativa da superfície celular, sendo adequado para estudos de adesão celular e epiteliais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-E-Caderina/CD324 de camundongo
Observações/alias	Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	999
GeneID (camundongo)	12550
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-369 da E-Caderina/CD324 de camundongo (NP_033994.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P09803
Peso da proteína	98 kDa
Envio	Bolsa de gelo