


## Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo E-Caderina/Cd324 Para Fc - P09803

Número do item: CM0006034



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com direcionado à E-Caderina/CD324 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Liga-se especificamente à E-Caderina de camundongo sem reatividade cruzada relatada. Ideal para pesquisa de adesão de células epiteliais e câncer.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo E-Caderina/CD324                                                                                 |
| Observações/Apelido | Um; UVO; Ecad; ARC-1; E-cad; L-CAM                                                                                                           |
| Espécie             | Camundongo                                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 999                                                                                                                                          |
| GeneID              | 12550                                                                                                                                        |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 157-369 da E-Caderina/CD324 de camundongo (NP_033994.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                                                       |
| Aplicação           | FC                                                                                                                                           |
| Reatividade Cruzada | Camundongo                                                                                                                                   |
| SWISS               | P09803                                                                                                                                       |
| Peso Proteico       | 98kDa                                                                                                                                        |
| Envio               | Saco de Gelo                                                                                                                                 |