

Coelho Anti-Mouse F4/80 Anticorpo Monoclonal Para Citometria De Fluxo - Q61549

Número do item: CM0005701

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho conjugado com que visa o F4/80 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificar macrófagos em populações de células imunes de camundongo. Específico para camundongo. Peso molecular ~102 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse F4/80 mAb
Observações/Apelido	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Espécie	Camundongo
ID do Gene (Humano)	2015
ID do Gene	13733
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-644 do F4/80 de camundongo (NP_034260.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q61549
Peso da Proteína	102kDa
Envio	Saco de gelo