

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-FcγRI/Cd64 De Camundongo - P26151

Número do item: CM0012575

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade direcionado ao FcγRI/CD64 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Detecta o CD64 de camundongo, um receptor essencial na imunidade inata e adaptativa mediada por IgG. Adequado para estudos com macrófagos de camundongo, este anticorpo permite uma caracterização imunológica precisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Anticorpo monoclonal de coelho anti-FcγRI/CD64 de camundongo
Observações/alias	CD64; IGGHAFc; FcγRI
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	2209
GeneID (camundongo)	14129
Imunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-297 do FcγRI/CD64 de camundongo (NP_034316.1))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	CF
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P26151
Peso da proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo