

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato Fcγri/CD64 Para Fc - P26151

Número do item: CM0009625

introdução

Anticorpo monoclonal coelho anti-rato FcγRI/CD64 validado para citometria de fluxo (FC). Específico para CD64 de rato, um receptor de alta afinidade para Fc de IgG em macrófagos. Conjugado com para detecção direta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Rato FcγRI/CD64
Observações/Apêndice	CD64; IGGHAFC; FcγgammaRI
Espécie	Rato
GeneID (Humano)	2209
GeneID	14129
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-297 do FcγRI/CD64 de rato (NP_034316.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	P26151
Peso Proteico	44kDa
Envio	Em saco de gelo