

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Mouse FcγRI/Cd64 Para Fc - P26151

Número do item: CM0005812

introdução

Anticorpo monoclonal Coelho anti-Mouse FcγRI/CD64 para citometria de fluxo (FC). Detecta o recetor de alta afinidade para a região Fc da IgG em macrófagos, essencial para pesquisas de imunidade inata e adaptativa. Adequado para estudos de imunologia em camundongos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Coelho anti-Mouse FcγRI/CD64 mAb
Observações/Alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2209
GeneID	14129
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-297 do FcγRI/CD64 de camundongo (NP_034316.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P26151
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo