

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-FcγRI/CD64 De Camundongo Para Citometria De Fluxo - P26151

Número do item: CM0006132

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra FcγRI/CD64 de camundongo (SWISS: P26151), conjugado com . Validado para citometria de fluxo, apresenta reação cruzada com camundongo e peso molecular de 44 kDa. Ideal para pesquisas sobre imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho anti-FcγRI/CD64 de camundongo
Observações/alias	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	2209
GeneID	14129
Imunógeno	Proteína recombinante - proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 25-297 de FcγRI/CD64 de camundongo (NP_034316.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	FC
Reatividade cruzada	Camundongo
SWISS	P26151
Peso da proteína	44 kDa
Envio	Embalagem de gelo