

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo FcγRI/Cd64 Conjugado Para Citometria De Fluxo - P26151

Número do item: CM0009768

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta afinidade conjugado com contra FcγRI/CD64 de camundongo, validado para citometria de fluxo. Ideal para identificação de macrófagos em estudos de imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Camundongo FcγRI/CD64 Conjugado
Observações/Apêndices	CD64; IGGHAFc; FcγgammaRI
Espécie	Camundongo
GeneID (Humano)	2209
GeneID	14129
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	CF (Citometria de Fluxo)
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P26151
Peso Proteico	44kDa
Envio	Saco de gelo